

Hybrid lenses

EyeBrid™ Silicone



LCS

今までのコンタクトレンズは...

ソフトコンタクトレンズ...

長時間装用していると乾いてしまい、見え方も悪くなる。

ハードコンタクトレンズ...

異物感があり、快適ではない。




EyeBrid Silicone

……次世代型ハイブリッドコンタクトレンズ

「レンズ中心がハード、レンズ周辺がソフト」

A **RGP** center(ハードコンタクトレンズのエリア)
クリアな見え方を実現

A **SiH** soft skirt(シリコンハイドロゲルのエリア)
快適な装着感、センタリングの良さを実現



どのようなケースに対応できるか。

円錐角膜 不正乱視

近視・遠視（高度近視・高度遠視も含む）

乱視（高度乱視も含む）

円錐角膜や不正乱視のみならず、乱視や近視が強くハードコンタクトレンズを検討されている方にも適しています。

ハードコンタクトレンズの装用者

片眼のみの装着も可能

既に使用しているハードコンタクトレンズのBCやpowerと同じ数値で処方可能です。
ハードコンタクトレンズより、快適な装着感・安定したセンタリングが得られます。

詳しくはスタッフまでおたずねください。